

NOVITÀ



BEGO LabScan HD PACCHETTO BASIC SCANNER E SOFTWARE

Luglio 2016

Insieme per il successo



Il fascino della tecnologia CAD/CAM

L'innovativa tecnologia di scansione dello scanner BEGO LabScan HD offre l'accesso allo straordinario mondo dei prodotti BEGO CAD/CAM.

La nuova postazione di lavoro comprende lo scanner, l'hardware necessario e i moduli software exocad DentalCAD e Virtual Articulator Module, contratto di aggiornamento per 1 anno incl.

Scanner, PC e software verranno installati e allestiti dai nostri tecnici esperti direttamente presso il laboratorio del cliente. Nel prezzo di acquisto, oltre all' addestramento dei tecnici del cliente, sono inclusi anche altri utili servizi. Subito dopo l'installazione nella postazione di lavoro si potrà iniziare con le prime modellazioni e approfittare sin dall'inizio della versatilità in termini di materiali e prodotti, nonché della straordinaria economicità della tecnologia BEGO CAD/CAM. Il sistema coordinato composto da scanner e software di scansione e modellazione garantisce qualità ai massimi livelli.

Powered by
exocad

Scanner, servizi e moduli software exocad* inclusi

BEGO LabScan HD**

- Scanner ottico automatico a luce strutturata, incl. set di calibrazione, PC, tastiera e mouse (il monitor non è compreso nella fornitura)
- 2 camere rotanti 2.0 MP in qualità HD
- Precisione (ISO 12836): < 10 µm
- Caricamento dell'articolatore completo
- Tecnologia Stable-Scan-Stage – l'impegnativo fissaggio dei modelli non è necessario
- Tecnologia Multi-Die-Scan integrata

Servizi

- | | |
|---|---------------------|
| • Il pacchetto Partner comprende le seguenti utili prestazioni: | compreso |
| • Installazione, messa in funzione e addestramento | |
| • Hotline con supporto tecnico qualificato | |
| • Apparecchio in prestito in caso di guasto entro 48 h (nell'ambito della garanzia di 2 anni) | |
| • Servizio di riparazione BEGO | su richiesta |

Standard Module (exocad DentalCAD)

- | | |
|---|-----------------|
| • Software CAD per corone anatomiche, cappette, strutture a ponte, nonché inlay, onlay e veneer | compreso |
|---|-----------------|

Virtual Articulator Module

- | | |
|--|-----------------|
| • Software CAD per la rappresentazione visiva dell'occlusione dinamica | compreso |
|--|-----------------|



Aggiornamento del modulo Standard Module e del modulo Virtual Articulator Module

- Opzionale: Tariffa di aggiornamento annuale a partire dal 13° mese di utilizzo

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

** Prodotto da Degree of Freedom Inc.

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI CAD/CAM

Moduli software exocad opzionali

Implant Module

- Software CAD per abutment e ponti avvitati

Bar Module

- Software CAD per ponti standard e barre su misura

Model Creator Module

- Software CAD per modelli ottenuti da dati di scansione intraorale o da scansioni di impronte

Provisional Module

- Software CAD per corone e ponti provvisori

Bite Splint Module

- Software CAD per ferule di scarico

DICOM Viewer Module

- Software per la visualizzazione di dati voxel da macchine CT durante il processo di progettazione

TruSmile Module



- Strumento software per la rappresentazione realistica di restauri dentali in tempo reale

Tooth Library Module

- Biblioteca dentale supplementare

Aggiornamento dei moduli software exocad opzionali

- Tariffa di aggiornamento annuale per ciascun modulo a partire dal 13° mese di utilizzo del modulo base





www.bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
E-mail info@bego-medical.com · www.bego.com