

**Primer per l'adesione tra materiali resinosi e metallo, ossido di zirconio o allumina**

SHOFU Universal Primer garantisce un'adesione stabile e duratura tra materiali resinosi e tutte le leghe dentali e anche con ossido di zirconio e allumina – senza sfere di ritenzione!

Il primer può essere applicato direttamente nel cavo orale e garantisce sempre un'adesione eccellente in combinazione con gli opachi in pasta fotopolimerizzabili del sistema SHOFU Universal Opaque.

**VANTAGGI**

- Adesione eccellente senza sfere di ritenzione
- Per tutte le leghe dentali e le strutture a base di zirconio
- Uso intraorale ed extraorale
- Utilizzo semplice e veloce senza trattamenti aggiuntivi

SHOFU Universal Primer, con il suo ampio spettro d'indicazione, che garantisce un'adesione con tutti i metalli preziosi e non preziosi e anche con ossido di zirconio ed alluminio, combinato ad un utilizzo semplice e razionale, è una soluzione affidabile universale per la cementazione di strutture realizzate con CAD/CAM.

**INDICAZIONI**

- Applicazione di SHOFU Universal Opaque su strutture in metallo
- Riparazione intraorale ed extraorale di restauri fratturati
- Adesione tra la resina della base per protesi e la base in metallo o gli attacchi
- Cementazione di inlay in oro o zirconio, corone e ponti con cemento composito
- Adesione tra resina ed apparecchi ortodontici

€ 130<sup>,90</sup>

